



1	1 - المقدمة
1	2 - توافقات جهاز Mallya ^G
2	3 - المواصفات الكهرومغناطيسية
2	1.3 - فقدان الاتصال
2	2.3 - جودة الخدمة اللاسلكية
3	3.3 - التعايش مع التقنيات اللاسلكية
3	4.3 - النقل اللاسلكي والأمن السيرياني
3	5.3 - التوافق الكهرومغناطيسي
3	1.5.3 - الاحتياطات والتحذيرات العامة
3	2.5.3 - الانبعاثات الكهرومغناطيسية
4	3.5.3 - المناعة الكهرومغناطيسية
5	4 - المعدات
5	5 - معلومات عامة

1 - المقدمة

يحتوي هذا المستند على معلومات غير موجودة في دليل المستخدم. تتوفر المعلومات المتعلقة بالتخزين، النقل، التنظيف والاستخدام ضمن تعليمات الاستخدام الخاصة بجهاز Mallya^G. يرجى قراءة تعليمات الاستخدام قبل استعمال الجهاز.

2 - توافقات جهاز Mallya^G

- يسمح لك جهاز Mallya^G بـ:
- تسجيل الزيادة المحقونة بواسطة قلم الحقن
 - تسجيل تاريخ وتوقيت كل حقنة
 - إرسال المعلومات المتعلقة بالجرعة، التوقيت وتاريخ كل حقنة إلى تطبيق الهاتف الذكي وهذا من خلال توصيل الجهاز عبر تقنية البلوتوث
 - تم تصميم جهاز Mallya^G لأقلام حقن نوفو نوردسك الخاصة بعلاج اضطرابات النمو
 - اعتباراً من تاريخ إصدار هذا المستند، تم إدراج الجزيئات والتركيزات المرتبطة والمتوافقة مع جهاز Mallya^G في الجدول أدناه:

الجزئية	التركيز	اسم الدواء في المملكة العربية السعودية	قيمة الجرعة لزيادة ١	محدد جرعة القلم من الحد الأدنى للجرعة إلى الحد الأقصى للجرعة
سوماتروبين	3,3 ملجم/مل	نورديتروبين فلكس 5 ملجم	0,025 ملجم	من 0,025 إلى 2 ملجم
	6,7 ملجم/مل	نورديتروبين فلكس 10 ملجم	0,05 ملجم	من 0,05 إلى 4 ملجم
	10 ملجم/مل	نورديتروبين فلكس 15 ملجم	0,1 ملجم	من 0,1 إلى 8 ملجم
سوماباسيتان	3,3 ملجم/مل	سوجرو يا 5 ملجم	0,025 ملجم	من 0,025 إلى 2 ملجم
	6,7 ملجم/مل	سوجرو يا 10 ملجم	0,05 ملجم	من 0,05 إلى 4 ملجم
	10 ملجم/مل	سوجرو يا 10 ملجم	0,1 ملجم	من 0,1 إلى 8 ملجم

الجدول 1 - توافق جهاز Mallya^G مع أقلام الحقن الخاصة بعلاج اضطرابات النمو -الجزئيات و التراكيز-

3 - المواصفات الكهرومغناطيسية

1.3 - فقدان الاتصال

يستخدم جهاز Mallya^G اتصال بلوتوث منخفض الطاقة للتواصل مع الهاتف الذي ويمكن أن ينقطع التواصل بين الجهازين لأسباب مختلفة. لكن بمجرد اتصال الهاتف الذي مع جهاز Mallya^G، يقوم التطبيق باستعادة البيانات التي لم يتم تسجيلها. يتمتع جهاز Mallya^G بسعة تخزين تصل إلى 100 حقنة وفي حالة إجراء أكثر من 100 حقنة أثناء انقطاع الاتصال، يتم إزالة أقدم حقنة واستبدالها للأحدث.

2.3 - جودة الخدمة اللاسلكية

حدود استعمال تقنية البلوتوث يمكن للتطبيق المستعمل إخبارك بأن الاتصال عبر البلوتوث قد انقطع. في حالة استخدام التطبيق القابل للاتصال وجهاز Mallya^G في بيئة صاخبة (من حيث الإشارة الكهرومغناطيسية القريبة من 2.4 جيجا هرتز) أو إذا كانت هناك مسافة كبيرة بين الجهازين، سيكون الاتصال بينهما غير ممكن فيتم قطعه. لكن يستمر جهاز Mallya^G بمتابعة وتسجيل بيانات كل الحقن، فبمجرد إعادة اتصاله بالهاتف الذي، يقوم التطبيق بدمج معطيات الحقن الغير مسجلة (ما يصل إلى 100 حقنة).

البلوتوث المنخفض الطاقة	BLE v4.2
نطاق التردد	[2400-2483.5] MHz
تباعد القنوات	2 MHz
النطاق الترددي للقناة	1 MHz
نوع الهوائي: متكامل	متكامل
الطاقة الإشعاعية الموسوية	<0 dBm

الجدول ٢- الخدمة اللاسلكية

3.3 - التعايش مع التقنيات اللاسلكية

من أهم العوامل التي تؤثر على أداء الجهاز الطبي اللاسلكي Mallya^G هي الكمية المحدودة لطيف الترددات اللاسلكية المتاحة و هذا قد يؤدي إلى وقوع منافسة محتملة بين التقنيات اللاسلكية للوصول المتزامن إلى نفس الطيف. لتجنب انقطاع الاتصالات بسبب التعايش اللاسلكي، توصيكم شركة BIOCORP PRODUCTION ، الأخذ بعين الاعتبار مسافات الفصل بين الأجهزة :

خلال مرحلة الاقتران

المسافة الفاصلة الموصى بها	أقل من 12 بوصة (30 سم)
----------------------------	------------------------

أثناء الاستخدام

المسافة الفاصلة الموصى بها	أقل من 7 أقدام (2,15 متر)
----------------------------	---------------------------

تحذير

في حالة وقوع مشكلة متعلقة بالتعايش اللاسلكي، لا يمكن لجهاز Mallya^G المقترن بالجوال من التواصل مع التطبيق المخصص له، ولكن تتم متابعة الحقن وتسجيلها قبل استرجاعها لاحقاً عبر التطبيق.

4.3 - النقل اللاسلكي والأمن السيبراني

توصي شركة BIOCORP PRODUCTION المستخدم قيامه بإجراء عملية الاقتران في بيئة خاصة بالمنزل، وهذا لتجنب استغلال البيانات أو الهجمات الإلكترونية. لا يحتاج جهاز Mallya^G متطلبات أمنية خاصة.

5.3 - التوافق الكهرومغناطيسي

1.5.3 - الاحتياطات والتحذيرات العامة

تحذير

يجب تجنب استخدام الجهاز بجوار (أو تكديس) أجهزة أخرى لتفادي حدوث أي خلل. إذا اضطر الأمر باستخدام الأجهزة مع بعض وفي نفس الوقت، عليك الحيلة والحذر لضمان التشغيل العادي للجهاز. قد يؤدي استخدام الملحقات، بما فيها من كابلات ومحولات الطاقة، الغير مرفقة من قبل الشركة المنتجة للجهاز إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية وهذا ما يؤدي إلى حدوث خلل في الجهاز.

لا يحتاج جهاز Mallya^G إلى متطلبات أداء أو أمان خاصة.

تم اختبار جهاز Mallya^G وفقاً لتوصيات معيار IEC TR 60601-4-2: الجزء 4-2 المشورة وتفسير المناعة الكهرومغناطيسية: أداء الأجهزة الكهرو طبية والأنظمة الكهرو طبية.

2.5.3 - الانبعاثات الكهرومغناطيسية

الانبعاثات	
انبعاثات الترددات اللاسلكية	CISPR 11 / المجموعة 1 B الفئة
التشوهات التوافقية IEC 61000-3-2	عدم تطابق
تقلبات الجهد و الوميض IEC 61000-3-3	عدم تطابق

المناعة			
اختبار	متطلبات	مستوى المطابقة	
IEC 61000-4-2 التفريغ الكهرو ستاتيكي	± 8 كيلو فولت عند الاتصال ± 15/8/4/2 كيلو فولت في الهواء	± 8 كيلو فولت عند الاتصال ± 15/8/4/2 كيلو فولت في الهواء	
IEC 61000-4-3 المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية المشعة	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM at 1kHz	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM at 1kHz	
IEC 61000-4-3 مجالات القرب المنبعثة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية	التردد (ميغاهرتز)	تعديل	المستوى المطلوب
	385	التشكيل النبضي: 18 Hz	27
	450	التشكيل النبضي: 18 Hz	28
	710 – 745 – 780	التشكيل النبضي: 217 Hz	9
	810 – 870 – 930	التشكيل النبضي: 18 Hz	28
	1720 – 1845 – 1970	التشكيل النبضي: 217 Hz	28
	2450	التشكيل النبضي: 217 Hz	28
	5240 – 5500 – 5785	التشكيل النبضي: 217 Hz	9
IEC 61000-4-4 العابرين الكهربائيين السريعين الانفجار	مزود الطاقة: ± 2 kV خطوط الإدخال/الإخراج: ± 1 kV تردد التكرار: 100 kHz	(USB كابل > 3 m) عدم تطابق	
IEC 61000-4-5 موجات الصدمة	بين المراحل: ± 0,5 kV, ± 1 kV ب~المراحلوالارض± 0,5 kV, ± 1 kV Kv	عدم تطابق	
IEC 61000-4-6 الاضطرابات الناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 فولت في نطاق ISM وراديو الهواة بين 0.15 ميغا هرتز و80 ميغا هرتز	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 فولت في نطاق ISM وراديو الهواة بين 0.15 ميغا هرتز و80 ميغا هرتز	
IEC 61000-4-8 يفي سي طان غم لالالاجم لال ةكبش لال	30 A/m	30 A/m	
IEC 61000-4-11 هعاطق نل ورايت لال ووق ضافخ نل	0.5 قرودل؛ 0 % UT A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270 and 315° 0 % UT; 1 دورة واحدة عندها 0 درجة مئوية at 0° 70 % UT; 25/30 قرودل 0 % UT; 250/300 قرودل	قبطاط مدع	
IEC 61000-4-39 ةيسي طان غم لالالاجم لال ةبرتقم لال	ضربن لال لي دعت / 134,2 kHz 2,1 kHz / 65 A/m ضربن لال لي دعت / 13,56 MHz 50 kHz / 7,5 A/m 30 kHz / CW / 8 A/m	ضربن لال لي دعت / 134,2 kHz 2,1 kHz / 65 A/m ضربن لال لي دعت / 13,56 MHz 50 kHz / 7,5 A/m 30 kHz / CW / 8 A/m	

Mallya[®]

PC, ABS, SEBS, PP
Polycarbonate, Acrylonitrile butadiene
styrene, Polystyrene polyethylene butylene,
Polypropylene

5 - معلومات عامة

BIOCORP PRODUCTION
ZI LAVAU - LA BECHADE
63500 ISSOIRE
FRANCE
Tel. : +33 4 73 55 70 50
www.biocorpsys.com



رقم نموذج الجهاز: EFA2